

ក្រសួងសុខាភិបាល
មន្ទីរមន្ត្រូលជាតិកំចាត់រាល់បេដ និងហាន់លិន
Ministry of Health
National Center for Tuberculosis
and Leprosy Control

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
Kingdom of Cambodia
Nation Religion King

ឯកសារបណ្តុះបណ្តាលស្អីទៅ មន្ទីរគិតោធន៍បេដ

Training Module on TB Laboratory

មុខោង : មិនិទស្សន៍អូយមុនិល់
Module 1 : Fluorescence Microscopy

កម្មវិធីជាតិកំចាត់រាល់បេដ
National TB Control Program

ធ្វើ នាង ២០១២
December 2012



អារម្មណីកចា

មួយខែសំរាប់ការបណ្តុះបណ្តាលស្ថិមនឹងរឿតិសោធនៃរហៈង មួយខែទី១ស្ថិការបើប្រែស៊ីក្រុទស្សន៍ផ្តុយអូអេសដៃ គឺត្រូវបានបងើតឡើងដោយផ្ទុកលើគោលនយោបាយរបស់អង្គភាពសុខភាពពិភពលោកស្ថិមក្រុទស្សន៍ផ្តុយ អូអេសដៃ ហើយត្រូវបានរៀបចំជាផិសាស្សុបង្រៀនសាមញ្ញសំរាប់ការប្រើប្រាស់កំហក ការពិនិត្យមីក្រុទស្សន៍ ការ ធ្វើបាយការណ៍ និងការធានាតុណាការដោយពិនិត្យភាសកំហកដោយមីក្រុទស្សន៍ផ្តុយអូអេសដៃ។ គោល បំណងនៃការរៀបចំមួយខែនេះតី សំរាប់បំពេញនូវសេចក្តីត្រូវការកួនការបណ្តុះបណ្តាលជាក់ស្អែកដែលមាន រយៈពេលឡើងឡើង ដែលធ្វានលើបុគ្គលិកមនឹងរឿតិសោធនៃរហៈងដែលធ្វើការពិនិត្យភាសកំហករបៀបបាន។

ដីអូអេសតីជាដីដីមហ៌បំបងមួយនៃការស្វាប់កួនការបណ្តាលប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ហើយវានៅតែជាបញ្ហាសុខ ភាពសាធារណៈបំបងមួយ។ យ៉ាងណាមិញ្ញការពិនិត្យភាសកំហករបៀបបងើតឡើងដោយមីក្រុទស្សន៍ តើនៅ តែដើរតូនាទីយ៉ាងសំខាន់កួនការចាប់បានរហៈងបង្កើតភាសវិធានយ៉ាងរហ័ស និងសន្យាសំចែករាយជាប្រព័ន្ធដែល ឱ្យការណ៍សាមញ្ញសំរាប់ការធ្វើហេតវិនិច្ឆ័យដំឡើរហៈង ទៅបីជាមានការិកចំដើរខ្សោយកិច្ចិក ហេតវិនិច្ឆ័យទៅបីប៉ែកជំរួញ។

ការពិនិត្យមីក្រុទស្សន៍បើប្រែស៊ីដោយការបំពាក់ពណ៌ Ziehl-Neelsen គឺត្រូវបានបើប្រែស៊ីយ៉ាងទូលំទូលាយ កួនការធ្វើហេតវិនិច្ឆ័យរបៀបបងើតឡើងកួនមជ្ឈម្ពានដែលធ្វើនានានៅមានកំវិត។ បុន្ថែនវាបាបចេចកិច្ចិកដែលបើ រយៈពេលយូរ និងធ្វើរោងចាយការងារមានកំវិតសំរាប់អ្នកអនុវត្ត។ នាថេលមិថី បច្ចេកិច្ចិកដែលបើប្រែស៊ី LED នានាភីដោយមានការងាយស្រួល កួនការបើប្រែស៊ីមីក្រុទស្សន៍ផ្តុយអូអេសដៃកួនមជ្ឈម្ពានដែល ធ្វើនានានៅមានកំវិតដោយគ្មានជលសំបាករួមបញ្ចូលទាំងតាំងនៃរហៈង។ ការសិក្សាមួយចំនួនបានផ្តល់ របាយការណ៍ពីគុណសម្រួលិនមីក្រុទស្សន៍ផ្តុយអូអេសដៃបើប្រែស៊ី LED ដោយ LED មានភាយុកាលយូរ ហើយមិនត្រូវការបន្ទាប់ដីកំពុងបន្ទាប់ដែលបានបន្ទាប់ការងារ និងភាពចាប់បានខ្ពស់ជាងចំពោះការពិនិត្យ ភាសកំហកដោយមីក្រុទស្សន៍។

កម្មវិធីជាតិកំចាត់ហេតវិនិច្ឆ័យ បញ្ចាក់នៅកួនដែនការយុទ្ធសាស្ត្រសុខភាពិតាលជាតិសំរាប់ការប្រយុទ្ធប្រាំនាគី និង ដីអូអេសកួនប្រទេសកម្ពុជា ២០១៩-២០១៥ ចាល់សៀវភៅកម្មមីក្រុទស្សន៍ផ្តុយអូអេសដៃដែលបើប្រែស៊ី LED ដែលត្រូវបានធ្វើការពីការបង្រៀនត្រូវដោយសារតែគុណសម្រួលិនដែលបានរៀបរាប់ដូចខាងដើម។

ជាចុងបញ្ចប់ ខ្លួនឯធមីរៀបចំជាក់ចាមួយខែទី១ កំពុងជាមួយខែលិចស្ថិការបណ្តុះមេហេត និងមួយខែលាកស្ថិការធ្វើតែ ស្ថុរកភាពសុវត្ថិភាព(DST) និងមានប្រយោជន៍សំរាប់សិក្សាកាមដើម្បីទទួលបានទាំងចំណោះដី និង បច្ចេកទេសស្ថិកិសៀវភៅកម្មមីក្រុទស្សន៍ផ្តុយអូអេសដៃកួនប្រទេសកម្ពុជា។

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ៦ ខែ មីនា ២០១៨
នាយកម្មដ្ឋានជាតិកំចាត់ហេតវិនិច្ឆ័យ និងហេតវិនិច្ឆ័យ

ជំរួញបណ្តុះបណ្តាល ម៉ៅ តាន់អាគារ

លេចក្តីផ្លូវអំណែរគុណ

យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណែរគុណចំពោះគំរាង CENAT/JICA National TB Control Project ដែលបានបកប្រែនិងចងក្រងនូវមួយខ្លួនសំរាប់ការបណ្តុះបណ្តាលសំរាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ផ្សៀតខិកសនេះយើងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណែរគុណចំពោះ TBCTA/USAID និង US-CDC ចំពោះការផ្តល់នូវខេត្តរណីបង្កែវនិងសំភារៈជាថ្មីន។

Foreword

This “Training Module on TB Laboratory” (Module 1: Fluorescence Microscopy) is based on the WHO fluorescence microscopy policy and is designed to be a simple teaching method for sputum collection, examination, reporting and quality assurance by direct smear fluorescence microscopy. It aims to address the needs for 5-day practical training which is targeting laboratory staff working on sputum smear microscopy bench.

Tuberculosis is one of the main causes of death in developing countries and it remains a major public health problem. Yet sputum smear microscopy still plays an important role in detecting most infectious, smear-positive TB rapidly and economically as a basic tool for TB diagnostics in spite of major advances in modern diagnostic technologies.

Conventional light microscopy using Ziehl-Neelsen stain is the most widely available test for diagnosis of TB in resource-limited settings. However, it is a time-consuming technology and renders limitation of workload to the operator. Recently, Light Emitting Diode (LED) technologies have made it possible to easily access the fluorescence microscopy in resource-limited settings without any hampers including its cost. Several studies have already reported the advantages of LED-based fluorescence microscopy due to long life span of LED and no need for dark room as well as reduced workload and higher sensitivity as smear microscopy.

The National TB Control Programme states in National Health Strategic Plan for TB Control in Cambodia 2011-2015 that LED-based fluorescence microscopy services should be expanded to all provinces because of the advantages mentioned above.

Finally, I wish that Module 1 as well as Module 2 (Culture Examination) and Module 3 (Drug Susceptible Testing) will be useful for participants to gain both knowledge and technique of fluorescence microscopy services in Cambodia.

Phnom Penh,

December, 2012

National Centre for TB and Leprosy Control
Director

Dr. Mao Tan Eang

Acknowledgments

We acknowledge the CENAT/JICA National TB Control Project that compiled and translated this training module for use in Cambodia. We will also take this opportunity to thank TBCTA/USAID and US-CDC for providing many lecture tools and materials.

មាតិកា

មុខោល ១-១	វិភាគតាមនៃការបណ្តុះបណ្តាល (Scope of training).....	09
មុខោល ១-២	កាលបរិច្ឆេទនៃការបណ្តុះបណ្តាល (Training Schedule).....	12
មុខោល ១-៣	លំនាត់សំរាប់ការបញ្ជី (Lecture material).....	15
មុខោល ១-៣-១	ប្រព័ន្ធទាមនៃមុខងារមីត្រទូល្បគុនីតុយមួយលំដៅក្នុងជាពេដ្ឋាសកម្ម.....	17
មុខោល ១-៣-២	ការរៀបចំប្រព័ន្ធសំរាប់ការធិនិត្យមីត្រទូល្បគុនីតុយមួយលំដៅ	21
មុខោល ១-៣-៣	ការធ្វើឡាសកំហាក និងការបំនាក់នៅក្នុងការបង្កើតការណ៍	32
មុខោល ១-៣-៤	របាយការណ៍ និង កំណត់ត្រា	49
មុខោល ១-៤	ការវាយតម្លៃ (Evaluation)	57
មុខោល ១-៤-១	ការវាយតម្លៃនៃអ្នកចូលរួម ធ្វើការធ្វើ Pre និង Post-test	59
មុខោល ១-៤-២	ការវាយតម្លៃរបស់អ្នកចូលរួម នៃការបណ្តុះបណ្តាល	60
មុខោល ១-៤-៣	កំណត់ត្រាសកំណត់នៃការបណ្តុះបណ្តាល	61

Content

Module 1-1	Scope of training.....	09
Module 1-2	Training schedule.....	12
Module 1-3	Lecture materials.....	15
Module 1-3-1	Efficiency of fluorescence microscopy for TB globally.....	17
Module 1-3-2	Reagents preparation for fluorescence microscopy	21
Module 1-3-3	Smear preparation and staining.....	32
Module 1-3-4	Reporting and recording.....	49
Module 1-4	Evaluation	57
Module 1-4-1	Evaluation of participants by Pre and Post-test.....	59
Module 1-4-2	Training evaluation.....	60
Module 1-4-3	Questionnaire for participants	61

ម៉ែខុល ១-១

វិភាគភាពនៃការបណ្តុះបណ្តាល

ម៉ែខុល១: មីត្រិទសម្រានជួយអ្នរៀលដេ

គោលបំណងការបណ្តុះបណ្តាល

សិក្សាកាមនឹងទទួលបានចំណោះដើង និងជំនាញក្នុងការពិនិត្យដោយមីត្រិទសម្រានជួយអ្នរៀលដេ យ៉ាងសុក្រីត្រ និងដោយទុកចិត្ត ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ទាន់ពេលវេលា និងវិធានីរោះ ដើម្បីអនុវត្តកម្មវិធីរបៀបដោតិនិងដើម្បីកាត់បន្ទូយបន្ទូកដំឡើរបៀបដោតិកម្មជាក្នុងជំណោះដោរការយុទ្ធម៌រី។

សិក្សាការដែលជាលោកដោយ

បុគ្គលិកមន្ត្រីរពិសោធន៍ជែលធ្វើការពិនិត្យភ្នាសកំហកដោយមី
ក្រុទស្សនីពិធាក់ខេត្តដល់ច្បាក់ជាតិ ស្របតាមដែនការយុទ្ធសាស្ត្រ
ហើយ ក្រុទស្សនីពិធាប្រយុទ្ធនឹងជា របៀប ២០១៩-២០១៥

- ◆ បុគ្គលិកមន្ត្រីរពិសោធន៍ជែលមន្ត្រីរពិនិត្យដោយក្រុទស្សនី
- ◆ បុគ្គលិកមន្ត្រីរពិសោធន៍ជែលមន្ត្រីរពិនិត្យជាតិ
- ◆ បុគ្គលិកមន្ត្រីរពិសោធន៍ជែលចំណាត់ផ្លូវទៅក្នុងប្រព័ន្ធ

3

លក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានលិខិតបញ្ជាក់

សិក្សាការនឹងត្រូវបានផ្តល់នូវសិខិតបញ្ជាក់ បញ្ជាប់ពីបានបញ្ចប់ដោយ
ជាតិយន្តរការបណ្តុះបណ្តាលមីក្រុទស្សនីផ្តូវយុទ្ធសាស្ត្រដោយ៖

- រួចមានប្រចាំថ្ងៃ និងការចូលរួមយ៉ាងសកម្ម ក្នុងការអនុវត្តអង្គភាព
- បានបំពេញនូវសន្និកពេលស្អាមុន និងក្រាយការបណ្តុះបណ្តាល
- បានការណែនាំស្នើសុំការងារបណ្តុះបណ្តាល

4

វិធីសាស្ត្របង្កើន និងលកម្មភាព

ការបណ្តុះបណ្តាលមីក្រុទស្សន៍ដូយអូរស៊សង
រួមមានសកម្មភាពជូចតចឡា ដែលបំពេញនូវ
គោលបំណងនៃការបណ្តុះបណ្តាល៖

5

វិធីសាស្ត្របង្កើន និងលកម្មភាព (ត)

- **បន្លាយក្រុងផ្ទុក** នឹងផ្តល់អោយសិក្សាកាមទូលបាននូវចំណោះដើម្បីរាយការដែលស្ថិតិយត្តិការណ៍
- **ក្រុមពិភាក្សា** នឹងអនុញ្ញាតឱ្យសិក្សាកាមចំណេះដើម្បីបន្ថែមពិសោធន៍ និងមតិ។
- **បន្លាយក្រុងផ្ទុកដោយបានសិក្សាកាមចំណោះដើម្បីរាយការដែលស្ថិតិយត្តិការណ៍** នឹងការពិនិត្យមីក្រុទស្សន៍។
- **ការធ្វើបង្ហាញ (Demonstrations)** នឹងអនុញ្ញាតឱ្យសិក្សាកាមអាចអនុវត្តន៍ការងារបាន។
- **សំហាល់មន្ត្រី** នឹងអនុញ្ញាតឱ្យសិក្សាកាមទូលបាននូវបន្ថែមពិសោធន៍ នៃសកម្មភាពអនុវត្តដាក់ប្រើប្រាស់ តើម្ខានការពិនិត្យរករាយការងារដែលបានបង្កើន។

6

ម៉ឺនុល ១-២

ការវិភាគនៃការបណ្តុះបណ្តាល

ម៉ឺនុល១: មីត្រិទល់ស្ថិតិយអូរេលដ់

ថ្ងៃទី១

ម៉ោង	មាតិកា	លេខម៉ឺនុល
០៨:០០ - ០៩:៣០	ការចុះឈ្មោះ	
០៩:៣០ - ០៩:៦០	ពិធីបើក និងសេចក្តីផ្តើម	ម៉ឺនុល ១-១, ២
០៩:៣០ - ០៩:៤៥	ការធ្វើឱ្យការបណ្តុះបណ្តាល	ម៉ឺនុល ១-៤, ១
០៩:៤៥ - ១១:៣០	(ការបង្រៀន) ប្រសិទ្ធភាពមុខងារនៃមីត្រិទល់ស្ថិតិយអូរេលដ់	ម៉ឺនុល ១-៣, ១
១១:០០ - ១២:០០	(ការបង្រៀន) ការលាយប្រព័ន្ធនិងគ្រប់គ្រងគុណភាព	ម៉ឺនុល ១-៣, ២
១២:៣០ - ១៣:០០	(ការបង្រៀន) ការពាសកំហក ចំណកតំណែង និងការពិនិត្យដោយ មីត្រិទល់ស្ថិតិយអូរេលដ់	ម៉ឺនុល ១-៣-៣, ៤

ត្រួវឱ្យ

ម៉ោង	មាតិកា	លេខមូលដ្ឋាន
05:00 - 05:30	(ដើរពាសកំហក បំពាក់ណាត់ និងការពិនិត្យ មីត្រុទស្សនកមេភាពរបៀប)	
06:00 - 09:00	(ការអនុវត្តន៍) របៀបរើប្រាស់មីត្រុទស្សនកម្លឹមដែលបានដាក់	
09:00 - 09:30	(ការអនុវត្តន៍) ការពិនិត្យផ្ទាមជាដែល (90 គ្រាម)	
09:30 - 09:30	(ការអនុវត្តន៍) ការពាសឡាម (90 គ្រាម ZN និង 90 គ្រាម FL)	
09:30 - 09:30	(ការអនុវត្តន៍) ការពាសឡាម (90 គ្រាម ZN និង 90 គ្រាម FL)	
09:30 - 09:30	(ការអនុវត្តន៍) ការពាសឡាម (90 គ្រាម ZN និង 90 គ្រាម FL)	

3

ត្រួវឱ្យ

ម៉ោង	មាតិកា	លេខមូលដ្ឋាន
05:00 - 06:00	(ការអនុវត្តន៍) ការបំពាក់ណាត់ និងការពិនិត្យ មីត្រុទស្សនកមេភាពរបៀប	
06:30 - 09:30	(ការអនុវត្តន៍) ការបំពាក់ណាត់ និងការពិនិត្យ មីត្រុទស្សនកមេភាពរបៀប	
09:00 - 09:30	(ការអនុវត្តន៍) ការបំពាក់ណាត់ និងការពិនិត្យ មីត្រុទស្សនកមេភាពរបៀប	
09:30 - 09:30	(ការអនុវត្តន៍) ការបំពាក់ណាត់ និងការពិនិត្យ មីត្រុទស្សនកមេភាពរបៀប	

4

ត្រួវឈាន

ម៉ោង	មាតិកា	លេខមូលដ្ឋាន
05:00 - 06:00	(ការអនុវត្តន៍) ការបំពាក់ពណ៌ និងការពិនិត្យ មីត្រូស្សីរកម្មភាពរប់ង	
06:30 - 09:30	(ការអនុវត្តន៍) ការបំពាក់ពណ៌ និងការពិនិត្យ មីត្រូស្សីរកម្មភាពរប់ង	
09:00 - 09:30	(ការអនុវត្តន៍) ការបំពាក់ពណ៌ និងការពិនិត្យ មីត្រូស្សីរកម្មភាពរប់ង	
09:00 - 09:30	(ការអនុវត្តន៍) ការបំពាក់ពណ៌ និងការពិនិត្យ មីត្រូស្សីរកម្មភាពរប់ង	

5

ត្រួវឈាន

ម៉ោង	មាតិកា	លេខមូលដ្ឋាន
05:00 - 06:30	(ការអនុវត្តន៍ ការរៀបចំផែល ការពិនិត្យវិធាយជាន់ល)	
09:00 - 09:30	ការធ្វើ ពេល្យក្រាយការបណ្តុះបណ្តាល	ផ្ទៃទី ១-៤-១
09:30 - 09:30	ការរៀបចំផែលវគ្គបណ្តុះបណ្តាល	ផ្ទៃទី ១-៤-២
09:00 - 09:30	ការពិភាក្សា	
16:00 – 17:00	សរុបសេចក្តី និងបិទវគ្គ	

6

មិន ១-៣

សំគាល់សំណង់ការបញ្ជី (Lecture material)

- មិន ១-៣-១ សម្រាប់លេខដារមីត្រូវបុន្តែផ្តល់ព័ត៌មានអ្នកចាប់រួម
- មិន ១-៣-២ ការរៀបចំប្រព័ន្ធសំណង់ការធិនិត្យមីត្រូវបុន្តែផ្តល់ព័ត៌មានអ្នកចាប់រួម
- មិន ១-៣-៣ ការរៀបចំតាមរយៈការងារ និងការបំពាក់មនុស្ស
- មិន ១-៣-៤ របាយការណ៍ និង កំណត់ត្រា

មុខល ១-៣-១

ប្រសិទ្ធភាពនៃមុខងារមីក្រុទល្បូនធសុយមុជល់ លើម្ចាប់របៀបដាក់លក់ល

Efficiency of fluorescence
microscopy for TB globally

ការបំពាក់ពលិ Ziehl Nielsen និងមីក្រុទល្បូនធសុយមុជល់

ZN:AFB Smear Microscopy

- កម្មវិធីបែងជាតិកម្ពុជាតានអនុសាសន់ថាយ៉ាងហេចណាស់ ត្រូវពិនិត្យឱ្យមាន 300 រូបភាពក្នុងមួយឡាភាស់ ដើម្បីផ្តល់នូវលទ្ធផលអវិជ្ជមានត្រឹមត្រូវ។
Cambodia NTP recommends **at least 300 VF** of screening per slide to correctly identify negative smear results.
- ក្នុងសាន់ភាពប្រចាំថ្ងៃ ការមិនបានមួយមួយទៅ គឺតែងតែតិចជាង តម្លៃការអប្បបរមា។
Under routine field conditions, it is often far less than the minimum required.
- ស្ថើវិញ ៥០ភាគរយនៃករណិតចាំងអស់ត្រូវបាត់បង់ ដោយមិនបានបានបាន។
Almost 50% of cases were missed during routine investigation, **especially for scanty smear.**
- មានសំណើលម្អិតមានការរកបើកឱ្យមិនអាចរកឃើញរបៀបដាក់លក់ល។
Negative impact on early case detection and diagnostic delay.

មិក្រទស្សនីផ្តុយអូវែសង់ Fluorescence Microscopy (FM)

- ត្រូវការយោបេពេលមធ្យម៉ែនទាថាទីដើម្បីមិនភាសកំហក តើស្ថិតិអនុញ្ញាត ឬប្រៀបធៀន ZN ។
Mean time of 1 min to examine a sputum smear with FM compared to 4 min with ZN.
- FM អនុញ្ញាតអូអុកបច្ចកកេសមានពេលវេលាថ្មីជាង ក្នុងការពិនិត្យអាយុ
ជាកំច្បាស់រួចរាល់អវិជ្ជមាន ។
FM allows more time to be spent confirming negative smear results.
- FM មានលក្ខណៈប្រសិរិជានក្នុងការពិនិត្យកម្រោគរបៀបង់ ឬឱយមានភាពជាក់ណាក់
ប្រហាក់ប្រើបែលមេ ZN ។
FM has slightly higher sensitivity and equivalent specificity compared to ZN as AFB has fluorescence and
scanning by x 400
- ជាមឺនការនេះងាយជាង ZN ។
Procedure is easier than with ZN.

3

មិក្រទស្សនីផ្តុយអូវែសង់ជម្លាត់ Fluorescence Microscopy (Conventional FM)

មុខហេតុដែលយើងមិនប្រើ FM ជម្លាត់ឡើងការងារប្រចាំថ្ងៃ

Reasons for not using standard FM routinely.

- ១-ត្រូវការមិក្រទស្សនីដែលមានលក្ខណៈស្ថិតិអនុញ្ញាត ឬឱយ ។
The need for a more complex and expensive fluorescent microscope.
- ២-ការវិចទាំមិក្រទស្សនី មានតម្លៃខ្សោះ ។
High maintenance costs by conventional mercury lamp
- ៣-ការត្រូវការអំពុលចង់រំពឹងពិសេស ។
Requirements for a short-arc mercury vapor lamp.
- ៤-ត្រូវការបន្ទប់អីតិត ។
Need of dark room.

4

អំពុលបារតក្នុងមិត្តទទស្សន៍ FM ដម្ឋតា

Mercury vapour lamps in conventional FM.

- តម្លៃខ្ពស់។

High cost.

- អំពុលនេះអាចរបៀបាន តែម២០០ម៉ោងបុណ្យណ៍។

Limited lifespan (typically 200h).

- អំពុលអាចដាច់បើយើងបើកបិទទៅវាប្រចើនដងពេក វិញ ពេលដាច់ ត្រូវឱ្យកញ្ចប់។

Repeated on-and-off switching (unreliable local power supply).

- ត្រូវឱ្យមិនគ្រប់គ្រាន់។

Energy inefficient.

5

អំពុលបារតក្នុងមិត្តទទស្សន៍ FM ដម្ឋតា

Mercury vapour lamps in conventional FM.

- ត្រូវការត្រឹមដាប់។

Require an extensive power supply.

- អាចខ្សោច វិធ្លាក់បែក។

Fail catastrophically.

- វាបាតេបាតេចំហាយបារតពុលទៅក្នុងបិយាណាស។

Toxic mercury vapor released into environment.

6

បច្ចេកវិទ្យា LED LED technology

- ផលិតប្រភពនឹងដែលថែកបើយអាជុកចិត្តបាន ។

Provides a cheap and reliable light source.

- LEDនេះអាចប្រើបានរយៈពេល ១៥០ ០០០ ម៉ោង ។

Usable lifespan of 150 000 h.

- ការបើកបិទង្វើនដងមិនមានការកាត់បន្ថយអាយុកាលប្រើ ។

Repeated on/off switching does not reduce lifespan.

7

បច្ចេកវិទ្យា LED LED technology

- អំពី LED មិនធ្វើឱ្យមានចំហាយពុល ។

LEDs do not pose a potential toxicity risk.

- មិនត្រូវការបន្ទប់អ៊ីត ។

No need for a dark room.

- មិនត្រូវការប្រឃងព្រឹក ។

No need for immersion oil.

8

មិន ១-៣-៤

រាយចក្រប្រតិទិន៍របៀបរៀបចំវគ្គីត្រួតពេលវេលាដូឡូអូឡូរ៉ែន្តល់ Reagents preparation for fluorescence microscopy

សោចក្នុងនៃទំនាក់ទំនង

ចុងបញ្ចប់នៃការសិក្សា អ្នកចូលរមនីងអាម៌ At the end of the module, participants will be able to

- អធិប្បាយសុវត្ថិភាពសំខាន់នៃការប្រើប្រាស់ជាតិគិតិថីដើម្បីដោលមានគុណភាពសំរាប់ការលាយប្រព័ន្ធ Describe the importance of using quality chemicals for reagent preparation
- លាយប្រព័ន្ធសម្រាប់ អូរាមីន Prepare reagents required for the Auramine method
- អធិប្បាយសុវត្ថិភាពចាំបាច់សម្រាប់ការលាយប្រព័ន្ធ Describe the safety requirements for reagent preparation
- ប្រើប្រាស់គុណគ្រោះវិធីមាន និងអវិធីមានសម្រាប់ការពិនិត្យគុណភាពប្រព័ន្ធអូរាមីន Use positive and negative control slides for the Quality Control of Auramine reagents
- ពន្លាល់ពីការអនុវត្ត និងការពិនិត្យក្នុងការប្រព័ន្ធ នៃវិធីសាស្ត្រប្រព័ន្ធទិន្នន័យគុណភាព Explain the use and frequency of routine quality control procedures

ទាត់សំណង Content overview

- សំវារ: និងឧបករណីចាំបាច់សម្រាប់ការណាយប្រពិករ Equipment required for staining reagent preparation
- សារធាតុចាំបាច់សម្រាប់ការណាយប្រពិករ Reagents required for staining reagent preparation
- វិធីសារត្រួលសម្រាប់ការបំពាក់ពាណិ Methods for staining reagent preparation
- កង់ត្រួលគុណភាពប្រពិករដែលទឹកបណ្តាយថ្មី Quality control (QC) of freshly prepared staining reagents
- ការទ្វាកដាក់ប្រពិករ Storage of staining reagents

3

សំណង់ទំនាក់ Required materials

• Reagents and chemicals:	Equipment:
<ul style="list-style-type: none">—Auramine O—Phenol—Alcohol—Hydrochloric Acid—Potassium permanganate—Purified water	<ul style="list-style-type: none">—Weigh Balance—Measuring cylinders—Stirring plate—Magnetic stirrers
• Materials:	• Miscellaneous:
<ul style="list-style-type: none">—Flask or bottle—Funnel—Weigh paper—Clean reagents bottles—Labels or permanent marker	<ul style="list-style-type: none">—Gloves—Lab coat—Safety glasses—QC slides—Register

4

សុវត្ថភាពអាមេរិក: តារាងតម្លៃ

Reagent quality: specifications

Reagent Name	Specification
Auramine O	Purchased from well known manufacturers or those certified by the Biological Stain Commission
Phenol crystals	Near colorless – never black
Alcohol	Technical grade
Acid	Technical grade
Water	Distilled or purified, not tap water

5

ការគែងក្រុមពាណិជ្ជកម្ម Correcting for dye purity

ឧទាហរណ៍ Example:

- ពេលធាយ 0.១% អូរាសីន When preparing 0.1% Auramine O
- ភាពសុទ្ធផល = ៧៥% Dye content = 75%
- ត្រូវការ ១ ក្រាម អូរាសីន Need 1 g Auramine O
- លេខទេសភាគនៃ ៧៥% = ០.៧៥ Decimal equivalent of 75% = 0.75
- ១ ក្រាម / ០.៧៥ = ១.៣៣ ក្រាម $1g / 0.75 = 1.33 g$
- ត្រូវត្រួតពិនិត្យ ១.៣៣ ក្រាម អូរាសីនដើម្បីបាន អូរាសីនសុទ្ធផល ១ក្រាម

1.33 g of Auramine O powder must be weighed to have 1g of the dye available

6

បោកស្នើសុំ Weighing balance

- ឧបករណីដាក់លាក់
ងាយបែក Fragile, precision instrument
- ប្រុងប្រយ័ត្ន Handle with care
- ត្រូវលើផ្ទៃរបស់អ្នកប្រើ Must be used on level surface
- មិនអាចរក្សាទុកដាក់បាន
ប្រាស់ Consult manual for operating instructions



7

ការប្រើប្រាស់បោកស្នើសុំ Using the balance

- ដព្វឹងមិនចាំបាច់ដាក់ទេក៏: ± 0.1 ក្រាម គឺត្រូវបែកត្រាន់ High precision balance not needed: ± 0.1 g is sufficient
- រក្សាទុក (និងធ្លើង ហើយមាន) ស្អាត និងស្អែក Keep balance (and weights, if any) clean and dry
- ត្រូវតែប្រើកំបុង បូកជាសំខ្លួនដានិច្ច។ ត្រូវតែត្រូវបែកត្រាន់មុនប្រើ Always use a weighing container or paper; correct back to zero

8

សុខភាពទឹន Water quality

- ត្រូវតែត្រានមេហោគរប់ដៃ Must be free of mycobacteria
- ប្រើទីកបិទ ឬទីកបនូយទិទ្ធសាស្ត្រ Use distilled or purified water
- មិនត្រូវប្រើ Do NOT use:
 - ទីកក្រោង rain water
 - ទីករូបិណ៍ tap water
 - ទីកដំពុះ boiled water

9

0.1% Auramine O

- ក្នុង ១ លីត្រ Contains per liter:

- Auramine O	1 grams
- phenol	30 grams
- 95% ethanol or methanol	100 ml
- water	up to 1 liter

10

0.1% Auramine O

- ការចាយ Preparation:

- រំលាយ អូរាមីនតុអាល់កូល dissolve Auramine in alcohol
- រំលាយ បេរុណុលកូឡិក dissolve phenol in water
- ឈាយបញ្ចូលឈ្មាយទាំងពីរឱ្យស្ថាដោយបង្កើលរយៈពេលប្រឹបាលម៉ោង mix both solution well by swirling for about one hour
- ឯក្រាមឈ្មាយនោះ ដោយប្រើក្រដាសំប្រាន់
- រក្សាប្រពិករនោះក្នុងដបងីត
- បិទស្សាកដបច្ចា 0.7% អូរាមីន ។ ដូចខាងក្រោមនេះ ត្រូវតែមុះថ្មីខេត្តក្រើកប្រើ ។

ឯក្រាមឈ្មាយនេះមិនត្រូវប្រើលើសពីទៅខ្លះ ។ Label the bottle '0.1% Auramine', add date and sign your initials. The date first opened has to be mentioned. Stocks and solutions should not be used over 1 month 11

ឯក្រាមឈ្មាមសំណង់ Decolorizing solution: 0.5%

Acid alcohol solution


- ក្នុង ១លីត្រី Contains per liter:

- Hydrochloric acid (fuming) - 5 ml
- 95% denatured alcohol - up to 1 liter

- ការចាយ Preparation:

- ដាក់អាល់កូល ៩៥% ១លីត្រីទៅក្នុងដប Add one liter of 95% denatured alcohol to a 2-liter flask
- បំផុតអាសីត ហើយ Slowly add the acid
- ឈាយឱ្យស្ថាបៀយទុកឱ្យត្រជាកំមុននឹងប្រើ Mix well and allow to cool before use
- បិទស្សាកដបច្ចា 0.៥% អាសីត-អាល់កូល ។ ដូចខាងក្រោមនេះ ត្រូវតែមុះថ្មីខេត្តក្រើកប្រើ ។

Diluting acids safely



13

0.5% permanganate

- 1 liter of 0.5% potassium permanganate
 - តើងច្រាម មេរោគ បុំតាសស្ស្រម ទៅម៉ែងបញ្ហាណាត់ Weigh 5 g of potassium permanganate
 - ដាក់មេរោនៅទៅក្នុង 0.៥លីត្រដែលមាននៅក្នុងដែប Add the powder to 0.5 l of pure water, which has been placed in a conical flask
 - បួណិជ្ជបែងម៉ូរម្យាយមេរោគ Swirl the contents of the flask to dissolve the dye
 - ថែមទីក 0.៥លីត្រមេរោគ ហើយប្របល់ចូលត្រាមុនឡើង Add another 0.5 l of water and mix again
 - បិទស្អាកដៃចា 0.៥% បុំតាសស្ស្រម ទៅម៉ែងបញ្ហាណាត់ ។ មុះថ្វីថ្វីផើលិត ។ ត្រូវតែងចែងថ្វីខេត្តហើយ និងត្រូវរាបីលើសពីទេ ។

14

ការតិន្នន័យស្ថាបនប្រព័ន្ធឌីជីថល QC of new staining reagents

- ចាំបាច់ ។ ចុះលទ្ធផលភូងសេវរៀកា Always needed; record results in logbook
- ឆ្លាយកញ្ចប់ វិធីមាន និងអវិធីមាន Positive as well as negative control slides
 - Positives: 1+ TB patient sputum; exact counts
 - Negatives: known AFB negative specimen
- ឆ្លាយវិធីមានបំពាក់ពួកវិតម្ខា Positives to be stained once
 - ពិនិត្យរកចំនួនមែនភារបង និងគុណភាពពណ៌ Check for the number of AFB and staining quality
- ឆ្លាយអវិធីមាន: ធ្វើឡើងវិញ្ញាលិច្ឆេច Negatives: Auramine stain repeated 3 times
 - ពិនិត្យរកចំនួនមែនភារបង Check for contaminating AFB
 - ធានថាទ្វាត់ភាសពួកវិតម្ខាបើឱយស្អាត Ensure background black and clean

15

Example of logbook for QC of FM staining reagents

Batches checked on date 1/9/09:

Auramine O (Au O) batch 1/9/09, Hydrochloric acid batch 1/9/09, Potassium permanganate batch 1/9/09

Average grading positive controls (FM 40 x objective): no. 345 = 90/40 fields; no. 411 = 66/40 fields

Control slide	AFB color	AFB number	Decolorization	Decision
345	Bright yellow	80/40 (40x F)	OK	Accept Au O
411	Bright yellow	60/40 (40x F)	OK	Accept Au O
NEG	NA	None in 40 (40 x F)	OK	Accept others
NEG	NA	None in 40 (40 x F)	OK	Accept others

16

Example 2 - FM

Batches checked on date 17/5/08:

Auramine O (Au O (CF) batch 17/5/08, Hydrochloric acid batch

17/5/08, Potassium permanganate batch 17/5/08

Average grading positive controls (FM 40 x objective): no. 345 = 90/40 fields; no. 411 = 66/40 fields

Control Slide	AFB color	AFB number	Decolorization	Decision
345	weak yellow	2/40 (40x F)	OK	Reject Au O
411	NA	0/40 (40x F)	OK	Reject Au O
NEG	NA	None in 40 (40 x F)	OK	Accept others
NEG	NA	None in 40 (40 x F)	OK	Accept others

Note: This batch of Au O is bad; all has been discarded. Hydrochloric acid is OK.

Example 3 - FM

Batches checked on 18/5/08:

Auramine O (Au O (CF) batch 18/5/08, Potassium

permanganate batch 18/5/08 (+ old Hydrochloric acid

solution)

Average grading positive controls (FM 40 x objective): no. 364 = 151/40 fields; no. 428 = 147/40 fields

Control Slide	AFB color	AFB number	Decolorization	Decision
364	Bright yellow	124/40 (40x F)	OK	Accept Au O
428	Bright yellow	120/40 (40x F)	OK	Accept Au O
NEG	Bright yellow	15/40 (40x F)	OK	Reject others
NEG	NA	None in 40 (40 x F)	OK	Accept others

Note: contamination, probably Au O. To be checked further using only one of the new staining reagents on negative controls (+ old good stains of the other types).

Auramine O stains

Batches checked on date : _____
Auramine O (Au O) batch _____, Hydrochloric acid batch _____,
Potassium permanganate batch _____, methylene blue
batch _____ (if used)

Average grading positive controls (FM 20 x objective): no. _____ =
_____ /40 fields; no. _____ = _____ /40 fields

Control slide	AFB color	AFB number	Decolorization	Decision

Note:

19

ការបំផុតស្ថាគ និងការទូទាត់ Reagent labeling and storage

- ដបនិមួយទ្វាករតើតិចស្ថាគ យ៉ាងហេរាចណាស់ Each bottle or container must be labeled with at least
 - ឈ្មោះប្រពិករ Name of reagent
 - ថ្ងៃខែឆ្នាំ លាយ Date of preparation
- រក្សាកាលប្រពិករទាំងអស់ក្នុងកន្លែងត្រជាក់ មិនចំពោះថ្ងៃ Store all reagents in a cool place away from direct sunlight

20

នេះទូទាំង Summary

- បោតុអ្និត្រវការសាងចាតុដឹងដែលមានគុណភាពសម្រាប់លាយប្រពិករ? Why must quality reagents be used to prepare staining reagents?
- បោតុអ្និត្រការលាយប្រពិករឱ្យត្រីមត្រូវ តើជាការចាំបាច់? Why is accurate preparation of reagents necessary to obtain optimum staining results?
- តើផ្សាយកុងត្រួលមានត្បូនាទិដីកុងការវាយតម្លៃប្រពិករដែលលាយនឹង? What is the role of control smears in evaluating the performance of newly prepared staining solutions?
- បោតុអ្និតានជាប្រពិករត្រូវតែរក្សាទុកនៅក្នុងដបស្តាត ហើយមិនឱ្យត្រូវពន្លឹះ? Why should reagents be stored in clean bottles and out of direct sunlight?

មិន ១-៣-៣

រារធ្វើស្ថានអំពារ និងការថែតាមអំពល Smear preparation and staining

លោកសមាជិកនៃការងារ Learning objectives

ចុងបញ្ចប់នៃការសិក្សា អ្នកចូលរួមនឹងអាមេរិក
At the end of the module, participants will be able
to

- ធ្វើភាសកំហកប្រកបដោយសុវត្ថភាព
Safely prepare sputum smears
- ធ្វើភាសកំហកដែលមានគុណភាពល្អ
Prepare good quality sputum smears
- រកឃើញបញ្ហាដែលការធ្វើភាសកំហក
Identify problems with smear preparation
- បំពាក់ពណិតាមរបៀបអូរាមីន Stain with
Auramine O method on sputum smears
- ដោះស្រាយបញ្ហាដោម្បួយអូរាមីន Trouble
shoot problems with the FM method



មាតិកា Content overview

- ការចុះឈ្មោះស្ទើសីតិ៍ លើបន្ទាន់ សង្គម Labeling of slides
- ការជើសរើសដឹងដូចជាបាកស្រមាប់ធ្វើភ្លាស Selecting the best portion of the sample for smear preparation
- បច្ចេកទេសធ្វើភ្លាស Techniques for preparing smears
- គោលការណ៍នៃការបំពេកតណិអូរាមីន Principles of the Auramine method
- របៀបបំពេកតណិ Auramine staining procedure

3

ជំហាននៃការរួចរាល់ស្ទើសីតិ៍ Overview of smear preparation

- សិរសេវលេខកំបុង និងខ្សោម Label each container & slide
- ធ្វើភ្លាស Make smear
- ផុកឱ្យស្អួលក្នុងបិរិយាតាសធ្វើតារា (ដោយខ្សោល) Air dry
- ធ្វើប័ត្រភ្លាស Heat fix smear

4

Sputum containers



5

Labeling the container



6

ක්‍රම 7: පිටපත සඳහා යුතු පිටපත පිටපත සඳහා යුතු පිටපත සඳහා Labeling unfrosted slides with diamond pencil




7

ක්‍රම 8: පිටපත සඳහා යුතු පිටපත සඳහා Labeling frosted slides with lead pencil



8


ခိုင်းဆာတန္ထရွှေ Specimen appearance



9

Specimen appearance cont'd

Physical Appearance of Sputum Specimens



10

Specimen quality



Salivary



Bloody

11

Specimen quality cont'd



Mucopurulent



Muco-colloidal
(watery)

12

ភាពថ្មីស្តាមអំពារ Preparing sputum smears

- ចិត្តលេខទ្វាម Numbering the slides

—យកទ្វាមដើម្បី ស្តាត ត្រានខាងពុំ ត្រានផ្លូវ ហើយមិនមានស្តាមប្រាមដែល

Select new, clean, grease-free, unscratched slides which are free from fingerprints

—ប្រើខ្សោដៃ ប្រើដៃកចារ ចិត្តលេខចំនួនកំហាកនៅចុងទ្វាម Using a


pencil, record the serial number and order number of the sputum specimen on the end of the slide

—ធានាថាលេខនៅលើទ្វាមនិមួយៗ គឺជាលេខនៅលើកំបុង Ensure that the

number on each slide corresponds to the number on the specimen container

13

Sputum smearing




14

Making smear with loop



15


Cleaning loop



Cleaning Wire Loop


16

Proper thickness of smear




17

Proper thickness of smear cont'd



18

Heat fixing a smear



Pass the smear through the flame 2–3 times

19

ផ្សេងៗតាមតារាងមុនកែវ Fluorescent staining procedure

- ពណិជ្ជបុង Primary Stain (Auramine O)
- ការបំបាត់បណ្ឌ Decolorizer (Acid alcohol)
- ការបំពេកពណិជ្ជនិញ្ញ Quenching (Potassium permanganate)


20

ផ្លាមការនៃខ្សោមជំរាបតល់ Acid-fast principles

- អាសីតនុយក្រិដិចរបស់មេវភ័ពតត្រូវបានបំបាត់ដោយពណ៌អូរាមីន ។ The nucleic acids of the cell are stained by Auramine O
- ការបំបាត់ពណិដោយអាសីត-អាល់កូលមិនអាចលប់បំបាត់ពណិអូរាមីនពីមេវភ័ពត ។ Intense decolorization by acid or alcohol does not release primary stain from the nucleic acid of AFB
- ការម្យាប់ពណិត្រូវបានធ្វើដើម្បីបង្កាបពណិផ្ទុយអូរាមីនដែឡុងទៅ និងផ្តល់ក្នុងរាជធ្លឹមផ្ទុយត្រាន់ផ្ទុខាន់ក្រោម ។ Quenching done to suppress non-specific background fluorescence and provides contrasting background


21

Principle of FM stain - 1



22


Principle of FM stain - 2



23

Principle of FM stain - 3

AFB **Non AFB**




24

រារចំតាមតំណែន

- ជាក់ត្រាមតាមលេខរៀងដោយផ្ទាល់ត្រាសម្រៀងលើ។ Arrange slides in serial order, smear side up
- ជាក់ត្រាមទីមួយទិន្នន័យក្នុងបោយមួយកំរាល់ម្រាមអ៉ែដ (បោងហេចណាស់ មួយសង្គមីម៉ែត្រ) ។ Keep a finger-thickness between smears
- ចាក់ ០.១% អូរាសីនីដែលត្រានេះដោយត្រាម។ Flood with filtered 0.1% Auramine solution
- ពីកំង់ដោយ Do NOT Heat
- ទូក ២០ នាទី Leave for 20 minutes
- លាយទីកច្ចោម។ លើយសម្រោគទីកច្ចាប់ Gently rinse with water, drain
- ជាក់ល្អាយ ០.៥% អាសិត-អាត់កូល ទូករូបោះពេល ៣នាទី Apply decolorizing solution 0.5% Acid alcohol, for 3 min.
- លាយទីកច្ចោម។ លើយសម្រោគទីកច្ចាប់ Rinse, drain
- ជាក់ល្អាយ ០.៥% បូតាសស្សែម នៃម៉ោងប្លាបាត ទូករូបោះពេល ១នាទី Apply 0.5% potassium permanganate solution for 1 min.
- លាយទីកច្ចោម។ លើយសម្រោគទីកច្ចាប់ Rinse, drain
- ទូកឱ្យស្នើដោយខ្សោយ Air dry

25

Setting up slides on staining rack



26

Staining


Flood slides with freshly filtered auramine-phenol. Let stand for 20 minutes



27

Rinsing

Rinse well with running water, taking care to control the flow so as to prevent washing away the smear



Decolorizing


Decolorize by covering completely with acid-alcohol for 3 minutes



29

Rinsing

As before, wash well with water with running water to rinse away the acid-alcohol



Quenching

Quench with
0.5% potassium
permanganate
for 1 min



31

Final rinsing



Wash as before with water and slope the slides to air dry

32

ការគិតស្ថុស្ថាប់នៃការបំពាក់ពលវត្ថុអង់គ្លេស

Quality control of routine staining

- ធ្វើរាល់មណ្ឌលមិត្តក្រុទស្សន៍ទាំងអស់។ All labs performing AFB-smear microscopy
- ជាតិនិត្យរៀងរាល់ថ្មី ប៉ុន្តែអាចមួយសប្តាប័ណ្ណង។ Ideally daily but at least weekly
- ភ្លាសវិធីមាន (1+) Positive control smear (1+)
 - ក្នុងការបំពាក់ពលវត្ថុប្រចាំថ្ងៃ in routine series for staining
 - ពិនិត្យរកចំនួន និងពលវត្ថុរួមគោរប់ដឹង check for the number and color of AFB
- ចុះលទ្ធផលក្នុងសេវា-បញ្ជីមនុស្សពិសោធន៍យូសេវា-កោត់តែត្រា
ការពន្លឹត្យគុណភាពប្រពិករ។ Record results in the laboratory register

33

ផែនទី Summary

- តើយើងសរសែរពីមានអ្និតនៅលើខ្សោម? What labelling information is needed on a slide?
- តើអ្នកយកដែលកណ្តាលនៅត្រូវឲ្យរាគមកដើរីភ្លាន? How do you select the best portion of the sample for smear preparation?
- តើអ្នកដើរីថ្មីមេដើរីថ្មីដើរីថ្មី? How can you determine the correct size and thickness of a sputum smear?
- តើជំហានសំខាន់ក្នុងការបំពាក់ពលវត្ថុអង់គ្លេសមានអ្និតណាម? What are critical steps in FM staining?

34

ឃុំខេត្ត ១-៣-៤

រាជបណ្ឌិត នគរបាល និង
រាយការណ៍សំណើភ្នាក់

Reporting and Recording

ថ្វីថមភ្នាក់ fluorescent

- ទូកភ្នាក់ដែលបំពាក់ពាណិជ្ជកម្មនៃអនុសាថ្មី (ក្នុងប្រអប់) រហូតដល់ពេលពិនិត្យ និងពិនិត្យមិនមែលអោយបានអាប់តាមតែអាចធ្វើបាន ។ ប្រើករវត្សដឹកចំបាំ


(x40) សម្រាប់ម៉ឺនចុះឡើង ។

Keep stained smears in the dark (box or folder) until reading, and read as soon as possible. Use the objective x40 for scanning.

- ពិនិត្យមិនមែលតាមប្រព័ន្ធនូវបាកាត យ៉ាងតិច 40 នូវបាកាត ។ មេរាតរប់
មិនមែលយើព្យ ពាណិជ្ជកម្ម ឬ លើផ្ទៃពាណិជ្ជកម្ម ។

Scan the stained smear systematically at least for 40 high-power fields. Acid-fast bacilli appear bright yellow against a dark background material.

Systematic examination of smears




3

រូបរាងនៃសម្រាប់ Appearance of AFB

- បាក់តើរួបនាមានរាយដូចជាត្រា ដូចជាការកំណត់យ៉ាងខ្លួនរបុតដល់ប្រភេទវិង ។ បាក់តើរួបនាមានរាយដូចជាត្រា ដូចជាការកំណត់យ៉ាងខ្លួនរបុតដល់ប្រភេទវិង ។ បាក់តើរួបនាមានរាយដូចជាត្រា ដូចជាការកំណត់យ៉ាងខ្លួនរបុតដល់ប្រភេទវិង ។
- យើងនែនតែយើងពាណិជ្ជកម្ម មួយទៅបីបីគីឡូតុលិទ្ធភាព ។ យើងក្រោមធម្មតាប្រឈមជំរឿ ។ រួបរាង បាក់តើរួបនាមានរាយដូចជាត្រា កំណត់យ៉ាងខ្លួន និងរការប្រើប្រាស់ ។ They occur singly or in small groups, and only rarely in large clumps. The typical appearance of bacilli is that they resemble rather long, slender and slightly curved rods.
- ការបំពេកពណិត្យ (តែអំពីត្រូវពិនិត្យរួបនាមានរាយដូចជាត្រា រាយដូចជាត្រា កំណត់យ៉ាងខ្លួន) ដែលខ្លះអាមេរិក រាយបាក់តើរួបនាមានរាយដូចជាត្រា កំណត់យ៉ាងខ្លួន ដូចជាត្រា កំណត់យ៉ាងខ្លួន ។ ម៉ោងទ្រៀត រាយបាក់តើរួបនាមានរាយដូចជាត្រា កំណត់យ៉ាងខ្លួន ដូចជាត្រា កំណត់យ៉ាងខ្លួន ។ With good staining (always check first a freshly stained positive control), there may still be fluorescing (sometimes green) artifacts, which do not have the typical shape. Also non-fluorescing bacillary shapes must be considered as artifacts.

4

Appearance of AFB cont'd



5

ការត្រួតតម្លៃតម្លៃ Grading scale using 40x objectives

តម្លៃតម្លៃ	ទេរាងដែលបានរៀបចំ
អតិថិជន	ធ្វើឱកាសយើងឱ្យមែនភាពក្នុងទូរបាត
ចំណុលពិស្វាយក្នុង	១-១៩ ក្នុងទូរបាត
(1+)	២០-៣៩ មែនភាពក្នុងទូរបាត
(2+)	៤-៤៩ មែនភាពក្នុងទូរបាត យ៉ាងហេចណាស់ ២០ រូបភាត
(3+)	ត្រឹមជាង ៥០ មែនភាពក្នុងទូរបាត យ៉ាងហេចណាស់ ៥ រូបភាត

6

Laboratory record keeping

- Laboratory Request Form
- Microscopy Report Forms
- Laboratory Register

All laboratory records
should be kept for at least
two years

7

ការប្រើប្រាស់តម្លៃសម្រាប់បន្ថែមទិន្នន័យ Using a grading chart

- ប្រើប្រាស់តម្លៃសម្រាប់បន្ថែមទិន្នន័យ Use grading chart every time you read a smear
- វាទាប្រភព ១០×១០ បុំន្តូរប្រើបានពេលប្រឡងប៉ុណ្ណោះ It is a 10 x 10 chart, but you need to use only a maximum of 40 fields for 40x objective to grade your results
- សរស់ចំនួនមេរាតទៅក្នុងប្រឡងប៉ុណ្ណោះទិន្នន័យ Record the number of bacilli in each field
- បូកសរុបចំនួនមេរាត ក្នុងដែលបានប្រឡង ៨/២០/៤០ រូបភាព Calculate the number of bacilli per 8/ 20/ 40 fields for 40x FM objective, depending on the magnification of the objectives used

8

ឧទាថនន័យ Example - 40x

- FM microscopy, 40 x objective
- បើចំនួនមេរករបៀប តិចជាង៤០ គ្នាប់ រូបភាព របៀប ១ រូបភាពឡើង ។
បើបន្ទាប់ពី១០ រូបភាព ចំនួនមេរក នៅថ្ងៃឆ្នាំ៩០០-៩០០ ត្រូវសរស់ ២+ ។
បើធ្វើនឹង ៩០០ ត្រូវសរស់ ៣+ ។
- បើចំនួនមេរករបៀប តិចជាង២០ គ្នាប់ រូបភាព ត្រូវរាប់២០ រូបភាពឡើង ។
បើបន្ទាប់ពី៤០ រូបភាព ចំនួនមេរក នៅថ្ងៃឆ្នាំ៨០-៩៤៩ ត្រូវសរស់ ១+ ។ បើចំនួន
នៅថ្ងៃឆ្នាំ១-៩៤ ត្រូវសរស់ចំនួនពិតប្រាកដ ។

9

អនិញ្ញាលទិន្នន័យ និងលទ្ធផល

False negatives and consequences

- អិជ្ជមានមិនពិត មានអំពីបញ្ជីបញ្ជីដែលបានអិជ្ជមាន តើតាមពិតវិជ្ជមាន
False-negative means that the result that was reported negative was actually positive
- ផ្សេងៗអ្នកដឹងដែលមានបេរករបៀប មិនបានមួលការព្យាយាល ដែលបណ្តាលឲ្យជីជឿ
ការំពេល ដែលអាចផ្តល់នៅក្នុងប្រព័ន្ធដែល ប្រឆាំង Therefore, patients with TB may not be treated,
resulting in ongoing disease, disease transmission, or death.
- ការព្យាយាលក្នុងដែលការការព្យាយាលសម្រួលមិនបានបន្ទុ ដែលមួលដើម្បីការព្យាយាល
មិនត្រូវប្រកាស និងជាមួលបេរកដើម្បីមានការសំរែះ Intensive phase treatment may not be
extended, resulting in inadequate treatment and potential drug resistance

10

ពិត្យបានទិន្នន័យ និងលទ្ធផលទិន្នន័យ

False negatives and consequences

- វិធានមានមិនពិត មានអំពីរបាយចាលម្ចាប់ដែលបានផ្តល់ឱ្យវិធាន គឺជាមពិតអិវិធាន ។
False-positive means that the result that was reported positive was actually negative
- ធ្វើឡើងអ្នកជីដែលត្រូវបានបន្ទាត់ និងបន្ទាត់បានបន្ទាត់ឡើងឡើងទៀត។ Therefore, patients are treated unnecessarily, and treatment may be continued longer than necessary
- ធ្វើឱ្យខាតបង់ឆ្នាំ ។ Medications will be wasted

11

ការពារម៉ូស្វែនម្ខរៀន Protect the microscope

- សំណើមនិងផ្តុលិតធ្វើឱ្យមិត្តភកស្សានីខ្ពស់ ។ Humidity and dust damage microscopes.
- នៅពេលអាកាសធាតុសិម ត្រូវការពារមិត្តភកស្សានីពីការងុំង្សិត ។ In humid climates, the microscope needs to be protected from fungus.
- ពេលអត់ប្រើមិត្តភកស្សានីត្រូវយកក្រុណាត់គ្របរី ។ Cover the microscope when not in use with a vinyl or cotton cloth.

12

ផែនទី Summary

- តើយើងបានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានមីលីមីនុយោទ 1+, 2+ and 3+ .
- តើយើងត្រូវបានរួចរាល់ពីអ្នកណាមីលីមីនុយោទ?
- តើមានដល់វិធាកស្តីចំពោះការផ្តល់បច្ចេកវិទ្យានមីលីមីនុយោទ? អិដ្ឋមានមិនពិត?

មិន ១-៤

ការវាយតម្លៃ (Evaluation)

មិន ១-៤-១ ការវាយតម្លៃលើអ្នកចូលរួម ធ្វើការធ្វើ Pre និង Post-test

មិន ១-៤-២ ការវាយតម្លៃលើវគ្គបណ្តុះបណ្តាល

មិន ១-៤-៣ កំដសំណើរាលំរាយអ្នកចូលរួម

មួយ ១-៤-១

ការរាយតិចបែងអ្នកចូលរួម ធានាបានធ្វើ Pre និង Post-test

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្ថិតិការពិនិត្យរកម្មភាពរបៀបដោយមីក្រុទស្សន៍ផ្តុយអូផែសដៃ

ពេស្តសាកលវិជ្ជៈ

កាលបរិច្ឆេទ:

លេខា: ឈ្មោះ: មន្ទីរពិសោធន៍..... ខេត្ត:

សូមធ្វើយនឹងសំនួរដោយគ្រាន់ទៅព្រឹសដើម្បីសម្រេចបានលើយ ត្រូវ បុ ខុស

១. មន្ទីរពិសោធន៍មានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការងារកំពាត់ភាពរបៀប។ ត្រូវ ខុស
២. ភ្នាសកំហាត ត្រូវធ្វើនៅក្នុងដំឡើងដែលមិនធ្វើឡាយប៉ះពាល់ និងផ្តល់អ្នកដំឡើង។ ត្រូវ ខុស
៣. កំហាតមានគុណភាពល្អ គឺកំហាតដែលមានដំឡើងពេលបានលើក្នុងកំហាត។ ត្រូវ ខុស
៤. ត្រូវបិទ ប្រសរិយៈនៅក្នុងកំហាតដែលមានប្រព័ន្ធដែលបានប្រពិភាក្សាអ្នកដំឡើង។ ត្រូវ ខុស
៥. អ្នកត្រូវដែលបានប្រព័ន្ធដែលមានប្រពិភាក្សាអ្នកដំឡើង។ ត្រូវ ខុស
៦. ត្រូវប្រើប្រាសីកម្មភាល់ក្នុង ០.៥% សំរាប់បំពាត់ពេលវេលាប្រពិភាក្សាអ្នកដំឡើង។ ត្រូវ ខុស
៧. កំស់ភ្នាស និងទំហំភ្នាសកំហាតមិនជាប់ទាក់ទងនិងមិនមានតម្លៃដែលត្រូវបានប្រាកដឡើយ។ ត្រូវ ខុស
៨. រយៈពេលប្រើប្រាស់របស់អំពុលមីក្រុទស្សន៍ LED គឺ ១៥០ ០០០ម៉ោង។ ត្រូវ ខុស
៩. ត្រូវប្រើប្រាស់ Objective លេខ១០០ សំរាប់មីក្រុទស្សន៍ផ្តុយអូផែសដៃ និងសំរាប់ពិនិត្យរកម្មភាព។ ត្រូវ ខុស
១០. ចូររាយប្រាកប់ពីកំពើកំពើនៃការចូលរួម លទ្ធផលរបស់មីក្រុទស្សន៍ផ្តុយអូផែសដៃ:

- អវិជ្ជមាន :
- ចំនួនBar :
- 1+ :
- 2+ :
- 3+ :

មួយ ១-៤-២

ការរាយតែប្រព័ន្ធបណ្តាល

កាលបរិច្ឆេទ :

ទេស្តាំ :

- 1) តើមាតិកាត្រូវត្រួតបញ្ជាចោលយ៉ាងដូចមេដែរ? (ល្អណាស់, ល្អ, សមរម្យ, ខ្សោយ, ខ្សោយណាស់)

- 2) តើសំភារៈបង្ហាញ និង សំភារៈបង្រៀនមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចមេដែរណា?

(ល្អណាស់, ល្អ, សមរម្យ, ខ្សោយ, ខ្សោយណាស់)

- 3) តើអ្នកគិតយ៉ាងដូចមេដែរដើម្បីបង្កើតការបង្រៀនរបស់យើង ? (មេរោគ, ការអនុវត្តន៍ និង ការពិភាក្សា)

(ល្អណាស់, ល្អ, សមរម្យ, ខ្សោយ, ខ្សោយណាស់)

- 4) តើអ្នកគិតដូចមេដែរដើម្បីបង្កើតការបង្រៀនរបស់បាន?

(ល្អណាស់, ល្អ, សមរម្យ, ខ្សោយ, ខ្សោយណាស់)

- 5) តើអ្នកគិតដូចមេដែរដើម្បីបង្កើតការបង្រៀនបន្ថែម?

(ល្អណាស់, ល្អ, សមរម្យ, ខ្សោយ, ខ្សោយណាស់)

- 6) ប្រសិនបើអ្នកមានមតិយោបល់ សូមសរស់រ

ស្ម័គ្រុណ

ចូល ១-២-៣

កំដល់នាំរាប់អ្នកចូលរួម

ឈ្មោះ :

ខេត្ត :

តួនាទី : () អ្នកអភិបាលមន្ត្រីពិសោធន៍របៀបនេះខេត្ត

() អ្នកគ្រប់ពិនិត្យលើការពិនិត្យគុណភាពឡាមសារឡើងវិញ

() អ្នកបច្ចេកទេសមន្ត្រីពិសោធន៍ G1

() អ្នកបច្ចេកទេសមន្ត្រីពិសោធន៍ G2

1-1) តើអ្នកធ្វើការជាអ្នកបច្ចេកទេសមន្ត្រីពិសោធន៍អស់រយៈពេលប៉ុន្មាន?

_____ ឆ្នាំ / ខែ

1-2) តើអ្នកធ្វើការបច្ចេកទេសមន្ត្រីពិសោធន៍នៃការពិនិត្យមិនត្រឹមត្រូវនៃរបៀបដោយវិធី ZN រយៈពេលប៉ុន្មាន?

_____ ឆ្នាំ / ខែ

1-3) ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកគ្រប់ពិនិត្យ តើអ្នកធ្វើការបច្ចេកទេសមន្ត្រីពិសោធន៍នៃការគ្រប់ពិនិត្យរយៈពេលប៉ុន្មាន?

_____ ឆ្នាំ / ខែ

1-4) ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកអភិបាលមន្ត្រីពិសោធន៍របៀបនេះខេត្ត តើអ្នកធ្វើការបច្ចេកទេសមន្ត្រីពិសោធន៍នៃការអភិបាលរបៀបនេះរយៈពេលប៉ុន្មាន?

_____ ឆ្នាំ / ខែ

2-1) លទ្ធផលពេញលេញឆ្នាំចុងក្រោយ

() ត្រានកំបុសត្រូវបានរកដើរពេលរបៀបនេះរយៈពេលប៉ុន្មាន

() កំបុសត្រូវ ៩ () កំបុស ២ ត្រូវ ឬ ប្រើប្រាស់

() កំបុសចំនួន ៩ () កំបុស ២ ចំនួន ប្រើប្រាស់

() មិនដឹង () ត្រូវបានរកដើរពេលរបៀបនេះរយៈពេលប៉ុន្មាន

() អ្នកជាអ្នកវាយតំលៃ

ឧបត្ថម្ភការណោះពុម្ពផោយ:



មួនខេត្តជាន់ប្រជាធិបតេយ្យអង្គភាព CENAT/JICA NATIONAL TB CONTROL PROJECT
និងសម្រាប់ជាមួយ មធ្យមុខ្ញាលជាតិកំចាត់រារបៀង និងហដ្ឋលិន